

Matriz de Selección de Sistema de Aire Medicinal
Tecnología Scroll – Oil Less
Ohio Medical Corp



Capacidad Diseño SCFM @ 50 PSIG	SCFM por modulo @ 50 PSIG	Sistema Configuració n	HP por bomba	No. de bombas	largo	ancho	peso	Modelo Sistema
9.8	9.8	Tank Mounted Duplex	3	2	82	37	67	AS300-T2-DD
16.3	16.3	Tank Mounted Duplex	5	2	81	37	85	AS500-T2-DD
32.6	16.3	Tank Mounted Triplex	5	3	86	40	69	AS500-T3-DD
48.9	16.3	Tank Mounted Quadruplex	5	4	86	40	72	AS500T4-DD
48.9	16.3	Stack Mounted Quadruplex	5	4	75	52	80	AS500-ST4-DD
65.2	16.3	Stack Mounted Pentaplex	5	5	83	79	80	AS500-ST5-DD
81.5	16.3	Stack Mounted Hexaplex	5	6	84	88	74	AS500-ST6-DD
97.8	16.3	Stack Mounted Heptaplex	5	7	84	93	75	AS500-ST7-DD
114.1	16.3	Stack Mounted Octoplex	5	8	89	88	78	AS500-ST8-DD
130.4	16.3	Stack Mounted Enneaplex	5	9	89	85	78	AS500-ST9-DD
146.7	16.3	Stack Mounted Decaplex	5	10	125	89	82	AS500-ST10-DD
163	16.3	Stack Mounted Hendecaplex	5	11	125	89	82	AS500-ST11-DD
179.3	16.3	Stack Mounted Dodecaplex	5	12	125	89	82	AS500-ST12-DD