

**Matriz de Selección de Sistema de Vacío Médico  
Tecnología Garra Rotatoria  
Ohio Medical Corp**

Capacidad Diseño SCFM @ 19" Hg / capacidad c /bomba	HP	Tam. Tanque (galon)	Largo(A)	Ancho(B)	Alto©	Peso	Numero modelo Sistema
<b>Doble montado en tanque</b>							
23/23	3	120	83	37	60	1000	C300B-T2
39/39	5	120	86	42	62	1500	C500B-T2
53/53	7,5	120	86	46	64	2000	C750B-T2
<b>Doble montado en estructura</b>							
92 / 92	10	120	70	60	80	2100	C1000B-ST2
<b>Triple montado en estructura</b>							
78/39	5	240	114	62	96	3920	C500B-ST3
138/69	7,5	240	100	65	74	3000	C750B-ST3
184/92	10	240	117	72	91	3800	C1000B-ST3
240/120	15	240	117	74	91	4400	C1500B-ST3
<b>Cuadruple montado en estructura</b>							
117/39	5	240	113	65	74	4000	C500B-ST4
207/69	7,5	240	113	65	78	4700	C750B-ST4
276/92	10	240	116	71	91	5000	C1000B-ST4
360/120	15	240	142	81	91	6000	C1500B-ST4

