

Matriz de Selección de Vacío Médico
Tecnología Garra Rotatoria – Oil Less
Sky Med Line

Capacidad Diseño SCFM @ 19" Hg / capacidad c /bomba	HP	Tam. Tanque (galon)	Largo	Ancho	Alto	Peso	Numero modelo Sistema
Doble montado en tanque							
23/23	3	120	83	37	60	1000	VSMC300-2TH
39/39	5	120	86	42	62	1500	VSMC500-2TH
53/53	7,5	120	86	46	64	2000	VSMC750-2TH
Doble montado en estructura							
92 / 92	10	120	70	60	80	2100	VSMC1000-B2TV
Triple montado en estructura							
78/39	5	240	114	62	96	3920	VSMC500-B3TV
138/69	7,5	240	100	65	74	3000	VSMC750-B3TV
184/92	10	240	117	72	91	3800	VSMC1000-B3TV
240/120	15	240	117	74	91	4400	VSMC1500-B3TV
Cuadruple montado en estructura							
117/39	5	240	113	65	74	4000	VSMC500-B4TV
207/69	7,5	240	113	65	78	4700	VSMC750-B4TV
276/92	10	240	116	71	91	5000	VSMC1000-B4TV
360/120	15	240	142	81	91	6000	VSMC1500-B4TV