

Matriz de Selección de Sistema de Vacío Médico Tecnología Vano Rotatorio Lubricado *Ohio Medical Corp*

Capacidad Diseño SCFM @ 19" Hg / capacidad c /bomba	Capacidad Diseño ACFM @ 25" Hg / capacidad c /bomba	Configuración	HP	Tam. Tanque (galon)	Largo(A)	Ancho(B)	Alto©	Peso	Numero modelo Sistema
7.7 / 7.7	19.7 / 19.7	Vertical Tank Mounted Duplex	2	80	60	40	75	1000	S200B-T2V
11.3 / 11.3	30.8 / 30.8	Vertical Tank Mounted Duplex	3	80	60	40	75	1100	S300LB-T2V
16.1 / 16.1	44 / 44	Vertical Tank Mounted Duplex	3	80	60	40	80	110	S300B-T2V
25.6 / 25.6	70 / 70	Vertical Tank Mounted Duplex	5	80	60	43	80	1500	S500LB-T2V
43.2 / 43.2	114.7 / 114.7	Horizontal Tank Mounted Duplex	5	120	80	36	66	1300	S500B-T2
60 / 60	163.8 / 163.8	Horizontal Tank Mounted Duplex	7.5	120	90	42	77	1700	S750B-T2
71.1 / 71.1	194 / 194	Horizontal Tank Mounted Duplex	10	120	90	46	77	2000	S1000B-T2
101 / 101	271 / 271	Stack Mounted Duplex	15	240	83	80	90	3900	S1500B-ST2
112 / 112	306 / 306	Stack Mounted Duplex	20	240	80	85	90	4400	S2000B-ST2
120 / 60	327.6 / 163.8	Stack Mounted Triplex	7.5	240	107	66	69	3300	S750B-ST3
142.2 / 71.1	388 / 194	Stack Mounted Triplex	10	240	107	66	69	3800	S1000B-ST3
172 / 172	460 / 460	Stack Mounted Duplex	25	240	80	94	90	4900	S2500B-ST2
180 / 60	491.4 / 163.8	Stack Mounted Quadplex	7.5	240	107	66	80	4000	S750B-ST4
202 / 101	542 / 271	Stack Mounted Triplex	15	240	137	72	90	5800	S1500B-ST3
213.3 / 71.1	582 / 194	Stack Mounted Quadplex	10	240	107	66	80	4800	S1000B-ST4
224 / 112	612 / 306	Stack Mounted Triplex	20	240	131	74	90	5900	S2000B-ST3
303 / 101	813 / 271	Stack Mounted Quadplex	15	240	137	72	90	7300	S1500B-ST4
336 / 112	918 / 306	Stack Mounted Quadplex	20	240	131	74	90	7500	S2000B-ST4
344 / 172	920 / 460	Stack Mounted Triplex	25	240	131	82	90	7000	S2500B-ST3
516 / 172	1380 / 460	Stack Mounted Quadplex	25	240	131	82	90	8800	S2500B-ST4