

Frascos Recolectores Amvex para Equipos de Succión



Frasco de recolección con Tapa y Flotante



Tapa y Flotante



Soporte de montaje en pared, cromado



Soporte de montaje en pared en acero inoxidable



Soporte de montaje en pared, de Aluminio



Características:

Frascos de Recolección manufacturados a partir de material de policarbonato para el uso rudo durante el trabajo diario. Los frascos son resistentes a roturas y previenen la implosión durante el servicio de vacío.

Frasco de Recolección con tapa metálica y flotante, DISS o de espiga roscada.

WA-POLY-1200 Frasco de recolección de 1200cc, de policarbonato con tapa y flotante
 Altura: 7.75" Diámetro: 4.75" 100 ml marks, 200-1200 ml
 Volumen sin flotante : 1800cc

WA-POLY-2000 Frasco de recolección de 2000cc, de policarbonato con tapa y flotante
 Altura: 10.54" Diámetro: 4.75" 100 ml marks, 200-2000 ml
 Volumen sin flotante : 2500cc

Tapa y Flotante

WA-POLY-CAP Ensamblaje de tapa y flotante, completo con conexión DISS o de espiga roscada
 (La Tapa sirve a ambos tamaños)

Accesorios

0206-5130-300 Soporte de montaje cromado (se monta en riel o soporte deslizante de pared)
 6700-0116-500 Montaje en pared de acero inoxidable (soportes de botellas reutilizables y desechables)
 WA-PLACA-AL Soporte de pared de Aluminio

