

Reguladores de Gases Medicinales Amvex



*Regulador Compacto
con conexión Yoke*



*Regulador Compacto
con conexión de tubo y tuerca*



*Regulador Click
con conexión Yoke*



*Regulador Click
con conexión de tubo y tuerca*

Disponible en variedad de colores



Reguladores Tipo Click y Compacto

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

- Los reguladores de gas pueden ser personalizados de acuerdo a sus requerimientos
- Disponibles en diferentes estilos, conexiones y tipos de gas
- Disponibles en variedad de colores
- También disponibles en colores ISO y USA
- Los reguladores de gas tipo Click cuentan con adaptador para flujómetro
- Cumplen con los requerimientos de CGA, HCA, FDA, CE, EN 739 e ISO
- 100% probados e inspeccionados



Reguladores de Gases Medicinales Amvex

Regulador Tipo Click



- Disponible para oxígeno y aire médico
- Cuerpo de aluminio con base de cobre para garantizar seguridad
- Flujómetro incorporado disponible en 0-4 LPM, 0-8 LPM, 0-15 LPM y 0-25 LPM
- Disponible en variedad de colores (azul es el color estándar)

Regulador Tipo Compacto



- Disponibles para oxígeno, aire y N2O
- Disponibles en colores ISO y USA
- Disponibles con adaptador para flujómetro



También disponible en cuerpo de cobre sólido



Configuración del Código

Tipo Click GRXX-YYY-(Z)

Flujo:	
4 LPM:	4
8 LPM:	8
15 LPM:	15
25 LPM:	25

Tipo de Conectores:	
YOKE:	870
TUBO Y TUERCA:	540

Color Opcional:	
Morado:	P
Verde:	G
Dorado:	Y
Rojos:	R
Negro:	B

Tipo Compacto GR-XXX-(YYYY)

Gas y Tipo de Conectores:	
Oxígeno Tubo y Tuerca:	540
Oxígeno Tipo Yoke:	870
Aire Tubo y Tuerca:	346
Aire Tipo Yoke:	950
N ₂ O Tubo y Tuerca:	326
N ₂ O Tipo Yoke:	910
CO ₂ Tubo y Tuerca:	320
CO ₂ Tipo Yoke:	940

Flujómetro Opcional:	
15 LPM:	FM15
8 LPM:	FM08
3.5 LPM:	FM03
1 LPM:	FM01
200 CC:	FM200