

CONSOLA HORIZONTAL DE 3 VIAS PARA CABECERA DE CAMA



CARACTERÍSTICAS:

Consola para cabecera de cama tipo horizontal, fabricada en aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, anodizado natural a 10 micras de oxidación, con espesor mínimo del perfil de 3 milímetros; Con 3 ductos internos separados en estado sólido, acabado en pintura en polvo electrostática ó sublimado en imitación madera. Extrusión de aluminio bajo especificaciones ASTM B-221-02/AA.

Las consolas para encamados están fabricadas al espacio necesario que requiere cada cuarto de hospitalización, así como el número de camas requeridas y los elementos de servicio básico para cada cama.

Con más de 10 años en nuestra línea de cabeceros hospitalarios, este modelo ha sobresalido como un sistema funcional y sencillo, además de económico.

ESPECIFICACIONES.

- Iluminación: Balastro electrónico de alto factor de potencia de 1x17, 27 y hasta 32w certificación NOM-ANCE
- Tubo fluorescente tipo +-8 color de temperatura 4100 grados Kelvin
- 3 Vías internas de separación en estado sólido.
- 3 tapas de aluminio para fácil acceso a compartimientos.
- Luz de Paciente dentro de la estructura del cabecero para fácil limpieza
- Capacidad para tubería de 3/4" en el canal de gases.
- Dimensiones 200mm de alto x 90mm de profundidad x largo requerido.
- Modelo simple y funcional así como económico.
- Con salidas eléctricas con certificación U.L. (Tipo Americano y Europeo)
- Con tomas de gases médicos NFPA99 ó ISO.

