

CONSOLA HORIZONTAL DE 4 VIAS PARA CABECERA DE CAMA



CARACTERÍSTICAS:

Consola para cabecera de cama tipo horizontal fabricada en aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, norma de fabricación ASTM B-221-02/AA anodizado natural a 10 micras de oxidación, pintura electrostática horneada en polvo y opción a sublimado en imitación madera, espesor mínimo del perfil de 2.5 a 3 milímetros.

El cabecero se fabrica a los espacios requeridos en cada cuarto de paciente de forma individual o conjunta. Todos los cabeceros incluyen los servicios y dispositivos para la atención Médica

Cabecero diseñado para alojar un gran numero de dispositivos e instalaciones, con 5 vías de separación en estado solido, (4 vías registrables y 1 vía oculta).

ESPECIFICACIONES.

- 4 vías internas de separación en estado solido
- 1 vía interna oculta y posterior para arreglo de instalaciones.
- 4 tapas de aluminio registrables de fácil acceso a los compartimentos internos
- Luz de paciente dentro de la estructura para fácil limpieza.
- Capacidad para alojar tubería de 3/4" en sus 2 canales frontales.
- Dimensiones 400mm de peralte x 85mm de fondo x largo requerido.
- Gran capacidad para dispositivos e instalaciones.
- Receptáculos Eléctricos con certificación U.L (Tipo Americano ó Europeo)
- Con Salidas de Gas Médico NFPA99 (Americana) ó ISO (Europeo)
- Tiras luminosas frontales extraplanas (solo bajo especifico requerimiento)

