

CONSOLA HORIZONTAL EMPOTRABLE PARA CABECERA DE CAMA**CARACTERÍSTICAS:**

Consola horizontal tipo gabinete de empotrar a muro para alojar instalaciones de servicios básicos; Caja del gabinete fabricada en lamina de acero galvanizado calibre 18 en acabado de pintura en polvo electrostática horneada; Frontal registrable fabricado en perfil de aluminio de extrusión especial bajo ASTM B-221-02 A/A aleación 6063 temple 5, acabado en anodizado natural mate a 10 micras de oxidación ó en pintura en polvo electrostática horneada; Espesor mínimo del perfil de 2mm, perfil del marco o borde del mismo material (aluminio), configuración según necesidades.

ESPECIFICACIONES

- Gabinete para empotrar a muro fabricado en lámina de acero galvanizada calibre 18 con preparaciones par introducir instalaciones eléctricas y gases medicinales
- Caratula frontal desmontable para acceder a instalaciones
- Posibilidad de dimensiones longitudinales variables según número de servicios de la consola
- Separadores internos
- Presentación en aluminio anodizado natural

